

# CAMP®

## YPSILON® *flow*



### *Go with the flow!*

- For den aktive pasienten med droppfot.
- Ved behov av mindre støtte i ståfasen.
- Gir større bevegelsesomfang.
- Dynamisk respons uten begrensninger!
- Ytterligere utvikling innen ankel-fot-ortoser ved hjelp av Camp sin verdenskjente teknikk med kullfiberkompositt.

PS. Den har også lavere hælhøyde, kun 7 mm!



## Fordeler med Ypsilon® FLOW

- *Optimalt bevegelsesomfang i sagittalplanet*  
Tilpasser seg godt til ujevnt og kupert terreng og også til personer med lang skrittlengde, noe som ofte er et funksjonelt gangmønster for mer aktive personer.
- *Fotbladets nye design*  
Gir et dynamisk fotløft uten å begrense normal aktivitet.
- *Lavere hæløyde*  
Mer kontakt med underlaget i ståfasen, noe som hjelper til med å øke frasparket med mindre kraft. Gjør det enklere for personer med svakhet i sagittalplanet å lettere "lade" skinnen.
- *Jevn og smidig underside*  
Passer godt på innsiden av sko.
- *Lett løft i framfoten*  
Mindre kurve i framdelen av fotbladet gir mer plass i tådelen av skoen.

## Anatomisk formet mot tibia

Trykket mot benet fordeles på begge sider av tibiakammen uten å gi trykk mot prominenser. Smidig og tynn formpresset pute som gir en lav profil. Det glatte båndet hjelper klær å gli over overflaten. Kan tilpasses for åpning fra venstre eller høyre side.



# For den som trenger mer fleksibilitet!




Ypsilon Flow er droppfotsortosen for den aktive pasienten med droppfot og som trenger mindre støtte i ståfasen.

Den er utviklet for å tillate optimalt bevegelsesomfang og gi en dynamisk "ToeOFF®" funksjon, samtidig som det er mulig for muskler å arbeide mer aktivt. Fotbladet følger fotens form, og med hjelp av gulvreaksjonskraften kan brukeren utnytte "ToeOFF®" effekten med mindre styrke.

Det Y-formede festepunktet ligger på hver side av tibia-kammen og minsker risikoen for trykk mot prominenser og tibiakammen. Derfor er dette en ortose for den mer aktive brukeren som stiller høye krav til funksjon og bevegelighet.

## ToeOFF®-Familiens funksjonstrapp



# Support for Better Life!



## Ypsilon®Flow, komplett produkt med polstring og bånd

| Art.nr.<br>Venstre | Art.nr.<br>Høyre | Størrelse | Fotbladets<br>længde | Total<br>højde | Hælhøjde |
|--------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 28880 1011         | 28880 2011       | Small     | 230 mm               | 355 mm         | 7 mm     |
| 28880 1012         | 28880 2012       | Medium    | 245 mm               | 365 mm         | 7 mm     |
| 28880 1013         | 28880 2013       | Large     | 270 mm               | 375 mm         | 7 mm     |
| 28880 1014         | 28880 2014       | X-Large   | 285 mm               | 385 mm         | 7 mm     |

## Ypsilon®Flow, Uprøvningsortose og utprøvningssett

| Art.nr.<br>Venstre | Art.nr.<br>Høyre   | Størrelse | Fotbladets<br>længde | Total<br>højde | Hælhøjde |
|--------------------|--|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 28881 1011         | 28881 2011   | Small     | 230 mm               | 355 mm         | 7 mm     |
| 28881 1012         | 28881 2012   | Medium    | 245 mm               | 365 mm         | 7 mm     |
| 28881 1013         | 28881 2013   | Large     | 270 mm               | 375 mm         | 7 mm     |
| 28881 1014         | 28881 2014   | X-Large   | 285 mm               | 385 mm         | 7 mm     |
| 28882 0000         | Komplett utprøvningssett, Small - Large, venstre og høyre. |           |                      |                |          |

## Ypsilon®Flow, bånd og tibiapad

| Art.nr.    | Beskrivelse         | Størrelse          |
|------------|---------------------|--------------------|
| 28884 0012 | Tibiapad, bilateral | Small/Medium/Large |
| 28884 0014 | Tibiapad, bilateral | X-Large            |
| 28885 0000 | Bånd, bilateralt    | Universal          |

